

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Manual de instruções do kit de aferição de temperatura

KERN DBS-A01

Versão 2.0 2019-05 P





KERN DBS-A01

Versão 2.0 2019-05 Instrução de uso Kit de aferição de temperatura

1 Dados técnicos

| Unidades | Celsius [°C] | |
|----------------------|---------------------------------|---------------|
| | Fahrenheit | [°F] |
| Faixa de medição | -50°C - +300°C | |
| | -58°F - +57 | 72°F |
| Resolução do visor | 0,1 °C | |
| Resolução do alarme | 1°C | |
| Precisão de medição | ± 1,5°C | -50°C10°C |
| | ± 0,5°C | -10°C - 100°C |
| | ± 1,5°C | 100°C - 200°C |
| | ± 3°C | 200°C - 300°C |
| Pilha | 2 x 1.5 V AAA / autonomia 400 h | |
| Temperatura ambiente | -10°C - +50°C / -14°F - +122°FC | |

2 Revisão do equipamento



3.1 Revisão das indicações

| Indicação | Descrição |
|-----------|--|
| MAX | Significa o maior valor medido durante a medição |
| MIN | Significa o menor valor medido durante a medição |
| HOLD | Significa o valor congelado da indicação |
| HI OFF | Alarme do valor limite máximo de temperatura desligado |
| LO OFF | Alarme do valor limite mínimo de temperatura desligado |
| HI XXX | Valor limite máximo de temperatura |
| Lo XXX | Valor limite mínimo de temperatura |

3.2 Revisão do teclado e funções

| | Descrição | |
|-----------|--|--|
| ON OFF | Ligamento e desligamento do aparelho | |
| OFF | Durante a projeção da indicação MAX/MIN ou valor HOLD não é possível desligar o aparelho. | |
| UP | Redução do valor | |
| HOLD | Após apertar a tecla, atual valor da indicação será congelado, o indicador "HOLD" pisca. É projetado até o momento do seu cancelamento ao apertar novamente a tecla. | |

DOWN Aumento do valor MAX/MIN Projeção da temi

Projeção da temperatura máxima/mínima

Após apertar a tecla, o maior valor medido será projetado, o indicador "MAX" pisca.

Depois de pressionar novamente a tecla, o menor valor medido será projetado, o indicador "MIN" pisca.

Ao pressionar novamente a tecla, o aparelho será comutado de volta ao modo de medição.

Para apagar valores MAX/MIN, é preciso desligar e religar o aparelho através da tecla ON/OFF.

SET Regulação do alarme para valores limites de temperatura

Pressionar a tecla [SET], a indicação "HI XXX" pisca. Por meio das teclas [UP] e [DOWN] acertar o valor limite máximo. Cada pressão da tecla aumenta/diminui o valor. Ao pressionar e segurar a tecla, o valor será aumentado/diminuído automaticamente. Pode-se desligar a mudança do valor limite, apertando a tecla [ON/OFF], a indicação "HI OFF" será projetada. Confirmar o valor limite máximo apertando a tecla [SET], a indicação "Lo XXX" pisca. Acertar o valor limite mínimo da maneira descrita para o valor limite máximo.

O alarme será gerado quando o valor de temperatura estiver fora do âmbito determinado pelos valores limites. O alarme pode ser desligado apertando uma tecla qualquer. Os indicadores [HI] ou [LO] continuam contudo a piscar enquanto o valor de temperatura está fora do âmbito determinado pelos valores limites.

Comutação °C / °F

Ao pressionar e segurar a tecla [SET] modificar-se-ão as unidades da indicação °C ⇔ °F.

4 Troca da pilha

Sem suficiente tensão da pilha o visor será escurecido.

- Desligar o aparelho.
- Abrir a tampa do compartimento da pilha, afrouxando 4 parafusos.
- Trocar a pilha.

Prestar atenção para que a polaridade seja correta.

Fechar novamente a tampa.


5 Ajustamento do valor de temperatura do medidor de humidade KERN DBS

Aconselhamos de vez em quando verificar o valor de temperatura do medidor de humidade por meio do kit de aferição de temperatura opcional DBS-A01. Temperatura é medida em dois pontos (100°C e 180°C), e correção é possível em ambos estes pontos.

Antes, após a última fase de aquecimento, o aparelho precisa ser deixado para esfriar até a temperatura ambiente.


Preparação:

⇒ Fixar o sensor de medição de acordo com a ilustração.



- ⇒ Remover o prato para a pesagem de amostras e o suporte do prato do medidor de humidade.
- ⇒ Instalar o kit de aferição de temperatura conforme a ilustração.


- ⇒ Fechar a tampa de aquecimento.
 O comunicado de erro "ol" projetado pode ser ignorado.
- ⇒ Ligar o kit de aferição de temperatura através da tecla ON/OFF.



Abertura do menu:

- Chamar o menu mediante a tecla MENU, o primeiro ponto do menu "PRoGRM" será projetado.
- □ Utilizando as teclas de navegação
 ◆ ↑
 escolher o ponto do menu "CAL".







- Durante a fase de aquecimento, a tampa de aquecimento n\u00e3o pode ser aberta por mais que 1 minuto, caso contr\u00e1rio aparecer\u00e1 o comunicado de erro "ERR.100". Neste caso pressionar a tecla ESC e lan\u00e7ar de novo o ponto do menu "TEMP".
 - Tomar cuidado, durante a exploração algumas peças, p.ex. grade de ventilação e janela de observação, podem esquentar fortemente.
 - À indicação de temperatura piscando, a correção deve ocorrer em 15 minutos, caso contrário o ajustamento de temperatura será interrompido (o comunicado "AboRT" será projetado).
- A calibração de temperatura do 1. ponto será finalizada após 15 minutos. À indicação de temperatura piscando, comparar o valor de temperatura projetado no termômetro com temperatura do medidor de humidade. Se ambos valores não são iguais, corrigir por meio das teclas de navegação ♥ ↑ e confirmar com a tecla ENTER. Inserção numérica, ver instrução de uso do aparelho KERN DBS, cap. 7.1.1.



- O segundo ponto de temperatura controlado será projetado.
- A calibração de temperatura do 2. ponto será finalizada após 15 minutos. À indicação de temperatura piscando, comparar o valor de temperatura projetado no termômetro com temperatura do medidor de humidade. Se ambos valores não são iguais, corrigir por meio das teclas de navegação ♥ ↑ e confirmar com a tecla ENTER. Inserção numérica, ver instrução de uso do aparelho KERN DBS, cap. 7.1.1.
- O ajustamento está concluído depois da projeção da indicação "END". O aparelho será comutado automaticamente de volta para o menu.
 Após a conexão da impressora opcional e ativação da função GLP iniciar-se-á a impressão do protocolo de ajustamento (ver instrução de uso do aparelho KERN DBS,
- ⇒ Retornar ao modo de medição de humidade, apertando a tecla **ESC**.

cap. 6.3).







 Após a conexão da impressora opcional e ativação da função GLP (ver instrução de uso do aparelho KERN DBS, cap. 6.3) iniciar-se-á a impressão do protocolo de ajustamento.