

BROCHURE DEL PRODOTTO

OPTICS ORA 3HA

Data: 23.04.2025

ITALIANO



Misurazione dell'indice di rifrazione per laboratori e l'industria

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

VETRINA DEI PRODOTTI



DESCRIZIONE

- I modelli della serie KERN ORA-H sono rifrattometri manuali universali, senza manutenzione ed analogici
- La soluzione costruttiva robusta e maneggevole consente un utilizzo semplice, efficiente e duraturo nell'attività quotidiana.
- Queste scale sono state elaborate appositamente, calcolate in maniera esatta e verificate. Inoltre si distinguono per linee molto sottili e chiare.
- Queste scale sono state elaborate appositamente, calcolate in maniera esatta e verificate. Inoltre si distinguono per linee molto sottili e chiare.
- Il sistema ottico e lo schermo prismatico sono realizzati in speciali materiali che consentono una misurazione a bassa tolleranza.
- Tutti i modelli sono dotati di un oculare con possibilità di regolazione semplice e agevole per diverse acuità visive
- La compensazione automatica della temperatura ("ATC") consente misurazioni esatte a diverse temperature di ambiente (10 °C – 30 °C)
- Sono inclusi in dotazione:
 - Custodia
 - blocco di calibrazione
 - Líquido de contatto
 - Pipetta
 - Cacciavite
 - Panno per la pulizia
- Ulteriori accessori sono disponibili come opzione
- Questo modello è particolarmente idonei alla misurazione del valore Brix, del contenuto di acqua e del grado Baumé (°Bé) per determinare la densità relativa dei fluidi
- Principali ambiti di applicazione:

- Apicoltura
- Produzione di miele

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	ORA 3HA
Modello-Serie	ORA-H
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Rifrattometri
Gruppo di prodotti	Rifrattometri analogici
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761159969
Modello precedente	ORA 3HB
Modello successivo	ORA 3HA-2025e
Numero di tariffa doganale	90275000

Dati tecnici - Primario

Scala	Brix Baumé Contenuto d'acqua
Scala Gamma	58 % - 92 % 38 °Bé - 43 °Bé 12 % - 27 %
ATC	sì

Dati tecnici - Costruzione

Tipo	Rifrattometro manuale
Scala di visualizzazione	Analogico
Dimensioni (L×P×H)	160×40×40 mm

Dati tecnici - Sistema di misura

Metodo di misurazione	Rifrazione
Temperatura di misura min	10 °C
Temperatura di misura massima	30 °C
Lettura	0,5 % 0,5 °Bé 1 %

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	215×94×65 mm
Peso lordo	0,35 kg
Peso netto	0,30 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	888,76 mg
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	49,9797 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	1,41156 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g

Tempo di consegna 1 d

Servizi opzionali

Calcolo ISO 961-290

FUNZIONI

Standard



ACCESSORI

Modello	Descrizione
ORA-A1005	Blocco di calibrazione ORA-A1005
ORA-A1101	Coperchio prisma ORA-A1101
OCS-A1101	Liquido detergente KERN OCS-A1101
ORA-A1004	Liquido KERN ORA-A1004
OCS 901	Set di pulizia per microscopi KERN OCS 901
ORA-A2103	custodia di pelle ORA-A2103

SERVIZI

Modello	Descrizione
961-290	Calibrazione di fabbrica KERN 961-290
961-290R	Calibrazione di fabbrica KERN 961-290R
970-012	Estensione della garanzia (+2 anni) KERN 970-012

PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
ORA-A2001	Sportello prismatico ORA-A2001
ORA-A2002	Copertina ORA-A2002
ORA-A2003	Oculare - gomma ORA-A2003
ORA-A2004	Impugnatura in gomma (40mm) ORA-A2004
ORA-A2101	Scatola rifrattometro ORA-A2101

Modello	Descrizione
ORA-A2105	Cartone di spedizione singolo ORA-A2105
ORA-A2010	Pipetta ORA-A2010

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Scala	Scala Gamma	ATC
ORA 6HA	Contenuto d'acqua	12 % - 30 %	sì
ORA 3HB	Brix Baumé Contenuto d'acqua	58 % - 92 % 38 °Bé - 43 °Bé 12 % - 27 %	-
ORA 3HA	Brix Baumé Contenuto d'acqua	58 % - 92 % 38 °Bé - 43 °Bé 12 % - 27 %	sì