

KERN ORA 3HA

Brechungsindex-Messung für Labore und die Industrie

KERN[®]



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	ORA 3HA
Modell-Reihe	ORA-H
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Refraktometer
Produktgruppe	Analoge Refraktometer
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761159969
Vorgängermodell	ORA 3HB
Nachfolgemodell	ORA 3HA-2025e
Planned start date	2015-1HJ
Zolltarifnummer	90275000

Technische Daten - Primär

Skalen	Brix Baumé Water content
Skala Bereich	58 % - 92 % 38 °Bé - 43 °Bé 12 % - 27 %
ATC	Yes

Technische Daten - Konstruktion

Typ	Handrefraktometer
Skala anzeigen	Analog
Abmessungen	160×40×40 mm

Technische Daten - Messsystem

Messverfahren	Lichtbrechung
Messung Temp min	10 °C

Funktionen

Standard

Mess-Temp max	30 °C
Ablesung	0,5 % 0,5 °Bé 1 %

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	215×94×65 mm
Bruttogewicht	0,35 kg
Nettogewicht	0,30 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	888,76 mg
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	49,9797 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	1,41156 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

ISO-Kalibrierung	961-290
------------------	---------

KERN ORA 3HA

Brechungsindex-Messung für Labore und die Industrie

KERN[®]

