

BROCHURE DEL PRODOTTO

SAUTER TVP

Data: 23.04.2025

ITALIANO



Banco di prova manuale per prove die compressione

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

DESCRIZIONE

- Misurazione rapida e costante
- Elevato livello di sicurezza per le misurazioni ripetute
- Ampia gamma di applicazioni e misurazioni precise
- Configurazione a slitta per misurazioni della distanza
- Ampia piastra di attacco con grande flessibilità di fissaggio
- Possono essere utilizzati con tutti i dinamometri SAUTER fino a 500 N (non incluso nella fornitura)

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	TVP
Modello-Serie	TVP
Assortimento	Sauter
Tipologia di prodotto	Misurazione della forza
Gruppo di prodotti	Banchi di prova (meccanici)
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	404576 1 139756
Modello precedente	TVP-2019a
Numero di tariffa doganale	90249000

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH)	150×233×420 mm
Filettature di montaggio	5x foro filettato M6
Altezza della camera di misura	315 mm

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura massima di stoccaggio	40 °C
Temperatura minima di stoccaggio	-10 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	570×275×240 mm
Peso lordo	12 kg
Peso netto	11 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Numero ONU	Nessuna merce pericolosa
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	750 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	750 g
Tempo di consegna	1 d

FUNZIONI

Standard



ACCESSORI

Modello	Descrizione
FK 10	Dinamometro digitale SAUTER FK 10
FK 25	Dinamometro digitale SAUTER FK 25
AC 14	Morsetto a vite SAUTER AC 14
FL 20	Dinamometro digitale SAUTER FL 20
FL 10	Dinamometro digitale SAUTER FL 10
FL 100	Dinamometro digitale SAUTER FL 100
FL 500	Dinamometro digitale SAUTER FL 500
FC 500	Dinamometro digitale SAUTER FC 500
AC 22R	Afferraggio piccolo standard SAUTER AC 22R
AFM 14	Adattatore KERN AFM 14
FS 4-20	Dinamometro digitale SAUTER FS 4-20
FS 2-50	Dinamometro digitale SAUTER FS 2-50
FS 2-100	Dinamometro digitale SAUTER FS 2-100
FS 4-100	Dinamometro digitale SAUTER FS 4-100
FS 2-500	Dinamometro digitale SAUTER FS 2-500
AE 01	Morsetto standard AE 01
AE 05	Morsetto tendifune e tendifilo SAUTER AE 05
AC 46	Dispositivo SAUTER AC 46
FH 200	Dinamometro digitale SAUTER FH 200
FH 50	Dinamometro digitale SAUTER FH 50
FH 500 EXT	Dinamometro digitale con cella di misura esterna SAUTER FH 500 EXT
FA 10	Dinamometro meccanico SAUTER FA 10
FA 50	Dinamometro meccanico SAUTER FA 50
FA 300	Dinamometro meccanico SAUTER FA 300
FA 500	Dinamometro meccanico SAUTER FA 500
FK 50	Dinamometro digitale SAUTER FK 50

Modello	Descrizione
AC 01	Morsetto a vite SAUTER AC 01
FH 50 EXT	Dinamometro digitale con cella di misura esterna SAUTER FH 50 EXT
FH 200 EXT	Dinamometro digitale con cella di misura esterna SAUTER FH 200 EXT
FC 1K	Dinamometro digitale SAUTER FC 1K
AC 11R	Morsetto SAUTER AC 11R
AC 12R	Morsetto SAUTER AC 12R
AFM 20	Filettatura SAUTER AFM 20
FS 2-20	Dinamometro digitale SAUTER FS 2-20
FS 4-50	Dinamometro digitale SAUTER FS 4-50
FS 2-200	Dinamometro digitale SAUTER FS 2-200
AE 02	Morsetto standard AE 02
AE 08	Piastra di pressione SAUTER AE 08
FH 10	Dinamometro digitale SAUTER FH 10
FH 100	Dinamometro digitale SAUTER FH 100
FA 20	Dinamometro meccanico SAUTER FA 20
FA 100	Dinamometro meccanico SAUTER FA 100
FK 100	Dinamometro digitale SAUTER FK 100
FK 250	Dinamometro digitale SAUTER FK 250
FK 500	Dinamometro digitale SAUTER FK 500
AC 12	Morsetto SAUTER AC 12
AC 22	Afferraggio piccolo standard SAUTER AC 22
AC 17	Morsetto lungo SAUTER AC 17
FH 100 EXT	Dinamometro digitale con cella di misura esterna SAUTER FH 100 EXT
FL 50	Dinamometro digitale SAUTER FL 50
FL 5	Dinamometro digitale SAUTER FL 5
FC 50	Dinamometro digitale SAUTER FC 50
FC 100	Dinamometro digitale SAUTER FC 100
AC 14R	Morsetto a vite SAUTER AC 14R
AC 17R	Morsetto lungo SAUTER AC 17R
AFM 08	Filettatura SAUTER AFM 08
AFM 13	Bussola SAUTER AFM 13

Modello	Descrizione
FS 4-200	Dinamometro digitale SAUTER FS 4-200
AE 03	Morsetto SAUTER AE 03
AC 45	Dispositivo SAUTER AC 45
AC 47	Dispositivo SAUTER AC 47
FH 2	Dinamometro digitale SAUTER FH 2
FH 20	Dinamometro digitale SAUTER FH 20
FA 200	Dinamometro meccanico SAUTER FA 200
FL 200	Dinamometro digitale SAUTER FL 200
FC 10	Dinamometro digitale SAUTER FC 10
AC 01R	Morsetto a vite SAUTER AC 01R
AFM 03	Bussola SAUTER AFM 03
FS 4-500	Dinamometro digitale SAUTER FS 4-500
AE 04	Morsetto SAUTER AE 04
AE 06	Morsetto SAUTER AE 06
AE 07	Morsetto a cuneo con ganasce AE 07
FH 5	Dinamometro digitale SAUTER FH 5
FH 500	Dinamometro digitale SAUTER FH 500

SERVIZI

Modello	Descrizione
970-015	Estensione della garanzia (+3 anni) KERN 970-015

PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
RTVP-8002	Primavera SAUTER RTVP-8002