

## PRODUKTBROSCHÜRE

---

# OPTICS OBB-A3207

Datum: 18.04.2025

DEUTSCH



Achromatisches Objektiv, 100 x / 1,25 (Öl) (gefedert) W.D. (0,2 mm)

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scannen Sie hier für  
weitere Informationen

## BESCHREIBUNG

Achromatisches Objektiv, 100 x / 1,25 (Öl) (gefedert) W.D. (0,2 mm) OBB-A3207

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBB-A3207
Modell-Reihe	OBB-AO
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Durchlichtmikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1237469
Zolltarifnummer	90119000

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton 300 g

Lieferzeiten 1 d

## FUNKTIONEN

Standard



## Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen (B×T×H) 36×25×25 mm

## Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min -5 °C

Lagertemperatur Max 40 °C

## Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 65×40×40 mm

Bruttogewicht 0,60 kg

Nettogewicht 0,30 kg

Versandart Paketdienst