

## PRODUKTBROSCHÜRE

---

# KERN 356-77

Datum: 19.04.2025

DEUTSCH



Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 10 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scannen Sie hier für  
weitere Informationen

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Modell-Artikel-Code    | 356-77                   |
| Modell-Reihe           | 356                      |
| Sortiment              | KERN                     |
| Produkt Segment        | Prüfgewichte             |
| Produktgruppe          | OIML M2 Prüfgewichte     |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel;Zubehör/D L |
| EAN-Code (Modell)      | 404576 124 1794          |
| Zolltarifnummer        | 84239090                 |

### Technische Daten - Primär

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nennwert          | 10 kg       |
| Toleranz (OIML)   | 1,6 g       |
| Gehäuse Aluminium | 346-070-600 |

### Technische Daten - Konstruktion

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Abmessungen (B×T×H) | 190×95×109 mm      |
| Werkstoff           | Gusseisen lackiert |

### Technische Daten - Messsystem

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Nominalwert                 | 10 kg     |
| OIML-Klasse                 | M2        |
| OIML-konform                | ja        |
| Toleranz (OIML)             | 1,6 g     |
| Dichte (kg/m <sup>3</sup> ) | 7100      |
| Volumen (cm <sup>3</sup> )  | 1408,4507 |

### Technische Daten - Verpackung & Versand

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H)                     | 190×95×109 mm |
| Bruttogewicht                                      | 10 kg         |
| Nettogewicht                                       | 10 kg         |
| Versandart                                         | Paketdienst   |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 0 g           |
| Lieferzeiten                                       | 1 d           |

### Technische Daten - Verifizierung

|                 |    |
|-----------------|----|
| Eichung möglich | ja |
|-----------------|----|

### Optionale Dienstleistungen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| DAkKS Kalibrierung | 962-644 |
|--------------------|---------|

## FUNKTIONEN

|          |
|----------|
| Standard |
|----------|



## ZUBEHÖR

| Modell      | Beschreibung                               |
|-------------|--------------------------------------------|
| 346-070-600 | Aluminiumgeschütztes Etui KERN 346-070-600 |

## DIENSTLEISTUNGEN

| Modell   | Beschreibung                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 962-644R | DAkkS-Rekalibrierung KERN 962-644R                                         |
| 920-30   | Markierung mit Schlagzahlen KERN 920-30                                    |
| 920-301  | Markierung mit Schlagzahlen (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-301 |
| 962-644  | DAkkS-Kalibrierung KERN 962-644                                            |
| 952-644  | Eichung KERN 952-644                                                       |

DEUTSCH

## ZUGEHÖRIGE PRODUKTDATEN

| Name des Modells | Nennwert | Toleranz (OIML) | Gehäuse Aluminium |
|------------------|----------|-----------------|-------------------|
| 356-86           | 5 kg     | 800 mg          | 346-060-600       |
| 356-76           | 5 kg     | 800 mg          | 346-060-600       |
| 356-77           | 10 kg    | 1,6 g           | 346-070-600       |
| 356-87           | 10 kg    | 1,6 g           | 346-070-600       |
| 356-88           | 20 kg    | 3 g             | 346-080-600       |
| 356-78           | 20 kg    | 3 g             | 346-080-600       |
| 356-79           | 50 kg    | 8 g             | -                 |
| 356-89           | 50 kg    | 8 g             | -                 |