

OPTICS OBB-A 1577

Date: 26.02.2025

FRANCAIS



Image not available

Tube binoculaire

CONTACT

 Adresse

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 Téléphone et fax

Téléphone : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Courriel : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIPTION

Tube de microscope OBB-A1577

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OBB-A1577
Model-Serie	OBB-AT
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscopes à lumière transmise
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761246454
Modèle prédécesseur	OBB-A1129
Numéro de tarif douanier	90119000

Données techniques - Primaire

Tube	Binoculaire
------	-------------

Données techniques - Construction

Type de tube	Butterfly
Angle du tube	30°
Rotation du tube	yes
Distance oculaire (max)	75 mm
Distance oculaire (min)	50 mm
Dioptre réglable	unilatéral

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	265×185×165 mm
Poids brut	2 kg
Poids net	1,4 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	600 g
Délai de livraison	1 d

FONCTIONS

Standard

