


BROCHURE PRODUIT

KERN KUM-08

Date: 18.04.2025

FRANCAIS



Module analogique

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

DESCRIPTION

- Le module universel KERN (KUM) permet l'échange de données et d'instructions de commande entre la balance et le réseau ou le PC, le terminal mobile, l'imprimante, etc. via plusieurs interfaces : RS-232, périphérique USB, Ethernet, Bluetooth et WLAN. Nous assurons ainsi l'intégration parfaite de votre balance KERN dans la chaîne de fabrication ou de processus, ce qui permet un processus de travail simple et continu.
- Les modules d'interface KUM pour RS-232, USB, Ethernet, Bluetooth et WLAN sont enfichés directement sur la platine selon un choix individuel, de sorte que la protection IP du boîtier reste garantie.
- Le module analogique KUM-08 convertit proportionnellement la valeur de pesée mesurée en un signal analogique. Ce signal peut ensuite être utilisé pour commander un système analogique réagissant au poids.

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	KUM-08
Model-Serie	KUM
Assortiment	KERN
Type de produit	Accessoires généraux pour balances
Groupe de produits	Accessoires (imprimante, etc.)
Type d'utilisation du produit	Accessoires/DL
Code EAN (Modèle)	404576 1476783
Numéro de tarif douanier	90160090

Composant de l'emballage - en poids - carton	100 g
--	-------

Composant de l'emballage - par poids - styromousse	100 g
--	-------

Délai de livraison	1 d
--------------------	-----

FONCTIONS

Standard



Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	65×60×100 mm
Poids brut	0,50 kg
Poids net	0,30 kg
Mode d'expédition	Service de colis