

BROCHURE DEL PRODOTTO

**KERN
SET-28**

Data: 19.04.2025

ITALIANO

Software EasyTouch

SET-28

**Customization
Service**

EasyTouch Customization Service – Interfacce dati e adattamenti personalizzati

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

DESCRIZIONE

- KERN SET-28 garantisce potenti connessioni dati dei sistemi IT preesistenti (quali ERP, PPS ecc.) con KERN EasyTouch, per es. per il trasferimento dei dati base degli articoli o per la sincronizzazione dei dati di pesata e delle quantità da contare
- Agevole lettura iniziale di grandi quantità di dati: Una grande quantità di dati anagrafici come ricette, pezzi contati, articoli con le rispettive tolleranze ecc., possono essere trasferiti dai sistemi ERP e PPS alla memoria dati base di EasyTouch semplicemente premendo un tasto – e assolutamente senza errori!
- Si possono predisporre interfacce dati permanenti, per es. per la sincronizzazione dei dati base degli articoli, dei dati di pesata, dei risultati di misurazione e delle quantità da contare
- Sincronizzazione permanente dei dati base degli articoli: i dati base quali dati degli articoli, ricette, pesi di riferimento di articoli da contare ecc. possono essere modificati, integrati o modificati sia nel rispettivo sistema ERP o PPS che in EasyTouch. Le modifiche vengono comunicate a tutti i sistemi collegati e salvati nelle rispettive memorie (sincronizzazione automatica dei dati)
- Sincronizzazione permanente dei dati di pesata e di misurazione: valori di pesata, dati di misurazione, risultati di conteggio, numeri di lotto e tanti altri dati di processo provenienti da EasyTouch possono essere sincronizzati con i sistemi ERP e PPS collegati. Per esempio, quindi, con EasyTouch i dati di pesata o i dati di conteggio pezzi rilevati possono essere memorizzati direttamente come dati di giacenza a magazzino in un sistema ERP collegato ed elaborati all'interno di questo sistema. EasyTouch può pertanto rappresentare il comodo "front-end" di un sistema di gestione giacenze collegato, ma con funzioni aggiuntive di pesata e conteggio professionale, ecc.
- La funzione Save-Server è un prerequisito per tutte le interfacce dati permanenti, al fine di impostare l'interfaccia con una fonte dati centrale

Opzioni

- Funzione di salvataggio dati centralizzata Save Server (SET-10) per il salvataggio aggiuntivo di tutti i dati di misurazione in una server directory locale centralizzata. In questa directory sono salvati i dati di misurazione di tutti i sistemi di pesata EasyTouch collegati e di tutte le app EasyTouch installate. In particolare per gli utenti con più sistemi di pesata, ciò comporta il vantaggio di avere tutti i dati di pesata consolidati in un'unica banca dati e di dover cercare i dati di misurazione di diverse bilance in una sola tabella. Il salvataggio dati Save Server è protetto dalle manipolazioni e non è modificabile

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	SET-28
Modello-Serie	ETS

Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Software
Gruppo di prodotti	EasyTouch

Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761360587
Modello precedente	SET-28-2021a
Numero di tariffa doganale	85234910

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Tempo di consegna	1 d
-------------------	-----

FUNZIONI

Standard



Option

