

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN SET-37

Fecha: 19.04.2025

ESPAÑOL

Software EasyTouch

SET-37

**Export
Manager**

EasyTouch Export Manager: exporte datos de resultados de forma automática y fiable desde EasyTouch, p. ej., para importarlos a su sistema ERP

CONTACT





KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



DESCRIPCIÓN

- Nota: El prerequisite para este set es el programa básico SET-01 Base
- Exportación de datos: El Gestor de Exportación ofrece la exportación automática de datos en un intervalo de tiempo personalizable. Se admiten varios formatos de archivo, como CSV o XLSX, para poder procesar los datos de forma fluida, por ejemplo, en sistemas ERP y PPS
- Lugar de almacenamiento de los datos: La ubicación de almacenamiento de los archivos exportados puede definirse libremente
- Campos de datos: Dependiendo de la función EasyTouch seleccionada, los campos de datos a exportar pueden definirse libremente
- Intervalos de exportación: Las horas y los intervalos de las exportaciones pueden establecerse libremente, por ejemplo, una o varias veces al día, semanal, mensual y anualmente a horas fijas
- Historial de exportaciones: Con Historial de exportación se puede acceder a todos los archivos de exportación anteriores
- SaveServer: Utilice esta función para exportar datos del SaveServer central
- Variantes de archivos de exportación: Se puede elegir entre varias opciones de exportación:
 - a. Exportar a un nuevo archivo

b. Exportar al archivo existente

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	SET-37
Serie de modelos	ETS
Surtido	KERN
Tipo de producto	Software
Grupo de productos	EasyTouch
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	404576 1476523
Número del arancel aduanero	852349 10

Datos técnicos - Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
------------------	-----

FUNCIONES

Standard
   
Option
 