

BROCHURE DEL PRODOTTO

OPTICS OBB-A1421

Data: 18.04.2025

ITALIANO



Condensatore di campo oscuro 0,85-0,91

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

DESCRIZIONE

Condensador de campo oscuro OBB-A1421

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OBB-A1421
Modello-Serie	OBB-AC
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi a luce trasmessa
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761179301
Numero di tariffa doganale	90119000

Dimensioni imballo (L×P×H)	80×80×70 mm
----------------------------	-------------

Peso lordo	0,80 kg
------------	---------

Peso netto	0,50 kg
------------	---------

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
----------------------	-----------------

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	300 g
---	-------

Tempo di consegna	1 d
-------------------	-----

FUNZIONI

Standard



ITALIANO

Dati tecnici - Costruzione

Tipo di condensatore	Condensatore di campo oscuro
Apertura del condensatore	0,85-0,91
Montaggio del condensatore	centrabile

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
OBB-A1422	Condensator per microscopio KERN OBB-A1422
OBB-A1423	Condensatore di campo oscuro OBB-A1423