

BROCHURE PRODUIT

OPTICS OBB-A1341

Date: 19.04.2025

FRANCAIS



Tube trinoculaire

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

DESCRIPTION

Tube de microscope trinoculaire OBB-A1341

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OBB-A1341
Model-Serie	OBB-AT
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscopes à lumière transmise
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761168763
Numéro de tarif douanier	90119000

Données techniques - Primaire

Tube	Trinoculaire
------	--------------

Données techniques - Construction

Type de tube	Siedentopf
Angle du tube	30°
Rotation du tube	oui
Distance oculaire (max)	75 mm
Distance oculaire (min)	50 mm
Dioptre réglable	unilatéral

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min. -5 °C

Température de stockage max. 40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H) 190×130×100 mm

Poids brut 1,8 kg

Poids net 1,2 kg

Mode d'expédition Service de colis

Composant de l'emballage - par poids - plastique 600 g

Délai de livraison 1 d

FONCTIONS

Standard

