

BROCHURE PRODUIT

**KERN
3 17-07-2021a**

Date: 18.04.2025

FRANCAIS



Poids individuel, Classe OIML E2, 100 g, Bouton, inox poli

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

Cliquez ici pour plus
d'informations

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

| | |
|-------------------------------|--|
| Code article du modèle | 317-07-2021a |
| Model-Serie | 317 |
| Assortiment | KERN |
| Type de produit | Poids d'essai |
| Groupe de produits | Poids de test OIML E2 |
| Type d'utilisation du produit | Élément de la nomenclature commerciale |
| Code EAN (Modèle) | 4045761003644 |
| Modèle successeur | 317-07; 317-07-2022i |
| Numéro de tarif douanier | 84239090 |

Données techniques - Primaire

| | |
|-------------------|-------------|
| Valeur nominale | 100 g |
| Tolérance (OIML) | 0,16 mg |
| Boîtier aluminium | 317-070-600 |
| Boîtier plastique | 317-070-400 |
| Caisse en bois | 317-070-100 |

Données techniques - Construction

| | |
|----------|-----------|
| Matériau | inox poli |
|----------|-----------|

Données techniques - Système de mesure

| | |
|------------------------------|------|
| Classe OIML | E2 |
| OIML conform | oui |
| Density (kg/m ³) | 7950 |

Volume (cm³) 12,5

Données techniques - Emballage et expédition

| | |
|--|------------------|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 22×22×38 mm |
| Poids brut | 0,10 kg |
| Poids net | 0,10 kg |
| Mode d'expédition | Service de colis |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 0 g |
| Délai de livraison | 1 d |

Données techniques - Vérification

| | |
|-----------------------|-----|
| Vérification possible | oui |
|-----------------------|-----|

Services en option

| | |
|-----------------|---------|
| DAkKS Calibrage | 962-337 |
|-----------------|---------|

FONCTIONS

| |
|----------|
| Standard |
|----------|



ACCESSOIRES

| Modèle | Description |
|-------------|---|
| 317-070-100 | Étui en bois pour poids KERN 317-070-100 |
| 317-070-400 | Étui en plastique pour poids KERN 317-070-400 |
| 317-070-600 | Étui à protection en aluminium KERN 317-070-600 |

SERVICES

| Modèle | Description |
|----------|---|
| 952-337 | Homologation KERN 952-337 |
| 921-337 | Écart positif garanti (? +1/3 OIML) poids individuel KERN 921-337 |
| 920-33 | Marquage par gravure chimique KERN 920-33 |
| 962-337 | Étalonnage DAkKS KERN 962-337 |
| 920-331 | Marquage par gravure chimique (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-331 |
| 962-337R | Réétalonnage DAkKS KERN 962-337R |