

OPTICS OBB-A 1577

Data: 26.02.2025

ITALIANO



Image not available

Tubo binoculare

CONTACT

 Indirizzo

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 Telefono e fax

Telefono : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIZIONE

Tubo per microscopio OBB-A1577

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OBB-A 1577
Modello-Serie	OBB-AT
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi a luce trasmessa
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761246454
Modello precedente	OBB-A1129
Numero di tariffa doganale	90119000

Dati tecnici - Primario

Tubo	Binoculare
------	------------

Dati tecnici - Costruzione

Tipo di tubo	Butterfly
Angolo del tubo	30°
Rotazione del tubo	yes
Distanza occhio (max)	75 mm
Distanza oculare (min)	50 mm
Diottria regolabile	unilaterale

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
-------------------------------	-------

Temperatura di stoccaggio Max	40 °C
-------------------------------	-------

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	265×185×165 mm
----------------------------	----------------

Peso lordo	2 kg
------------	------

Peso netto	1,4 kg
------------	--------

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
----------------------	-----------------

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	600 g
--	-------

Tempo di consegna	1 d
-------------------	-----

FUNZIONI

Standard

