

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OBB-A1215

Datum: 18.04.2025

DEUTSCH



Unabhängige Phasenkontrasteinheit (inklusive PH-Kondensor und PH-Schieber) Einzeleinschub mit 8 PH-Plan-Objektiv 10×, für OBL-1

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

PH-Einzeleinheit 10x OBB-A1215

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBB-A 12 15
Modell-Reihe	OBB-APH
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Durchlichtmikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1167476
Zolltarifnummer	90119000

FUNKTIONEN

Standard



DEUTSCH

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	170×120×70 mm
Bruttogewicht	1,00 kg
Nettogewicht	0,30 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	700 g
Lieferzeiten	1 d

ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
OBB-A1390	Infinity PH-Plan-Objektiv KERN OBB-A1390
OBB-A1398	Mikroskop-Kondensor KERN OBB-A1398
OBB-A1399	PH-Schieber KERN OBB-A1399
OBB-A1383	Zentrier-Okular OBB-A1383
OBB-A1452	PH-Schieber KERN OBB-A1452