

FOLLETO DEL PRODUCTO

OPTICS OBB-A3205

Fecha: 18.04.2025

ESPAÑOL



Objetivo acromático, 40 x /0,65 (con suspensión) W.D. (0,6 mm)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

DESCRIPCIÓN

Objetivo acromático, 40 x /0,65 (con suspensión) W.D. (0,6 mm) OBB-A3205

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OBB-A3205
Serie de modelos	OBB-AO
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios de luz transmitida
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	404576 1237445
Número del arancel aduanero	90119000

Peso neto	0,30 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	300 g
Plazo de entrega	1 d

FUNCIONES

Standard



ESPAÑOL

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones (An×Pr×Al)	33×25×25 mm
------------------------	-------------

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	65×40×40 mm
Peso bruto	0,60 kg