

KERN 356-89

Pesas individuales, Clase OIML M2, 50 kg, Bloqueo, hierro fundido lacado

KERN[®]



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	356-89
Serie de modelos	356
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de control OIML M2
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761248304
Modelo predecesor	356-89-2019a
Planned start date	2020-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	50 kg
Tolerancia (OIML)	8 g

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones	310×155×192 mm
Material	Hierro fundido lacado

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	50 kg
Clase OIML	M2
Conforme OIML	Yes
Tolerancia (OIML)	8 g
Densidad (kg/m ³)	7100
Volumen (cm ³)	7042,2535

Funciones

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	310×155×192 mm
Peso bruto	50 kg
Peso neto	50 kg
Método de envío	Transporte
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	2 d

Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	Yes
-----------------------------	-----

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-646
-------------------	---------

KERN 356-89

Pesas individuales, Clase OIML M2, 50 kg, Bloqueo, hierro fundido lacado



Standard

