


KERN TVS 10KN100-LD

Pratico set per misurazioni di forza-distanza in laboratorio e nell'industria



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	TVS 10KN100-LD
Modello-Serie	TVS-LD
Assortimento	Sauter
Tipologia di prodotto	Misurazione della forza
Gruppo di prodotti	Banchi di prova (motorizzati)
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761343573
Planned start date	2023-2HJ
Numero di tariffa doganale	90249000

Dati tecnici - Primario

Forza massima Forza	10 kN
---------------------	-------

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni dell'alloggiamento	250×400×1550 mm
Materiale dell'alloggiamento	Metallo, verniciato
Colonna(e) guida(e) - distanza	215 mm
Filettature di montaggio	4x Gewindebohrung M6; Gewindebohrung M12

Dati tecnici - Display

Tipo di display	LED
-----------------	-----

Dati tecnici - Alimentazione

Alimentazione	Alimentatore
Tensione di alimentazione in ingresso / corrente massima	230 V AC, 50 Hz

Presa di corrente per l'alimentatore

Classe di protezione

Cavo dell'apparecchio freddo

Classe di protezione I - conduttore di protezione

Dati tecnici - Sistema di misura

Velocità di traslazione - min.	1 mm/min
Velocità di traslazione - max.	200 mm/min
Max. Distanza di spostamento	210 mm

Dati tecnici - Funzioni

Finecorsa elettrici	Yes
Funzione di ripetizione	Yes
Visualizzazione della velocità	Yes

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura massima di stoccaggio	40 °C
Temperatura minima di stoccaggio	-10 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	520×345×1610 mm
Peso lordo	105 kg
Peso netto	65 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Numero ONU	Nessuna merce pericolosa
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	300 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	14 kg

KERN TVS 10KN100-LD

Pratico set per misurazioni di forza-distanza in laboratorio e nell'industria



Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	1,8 kg
--	--------

Componenti per l'imballaggio - in peso - metallo	2 kg
--	------

Tempo di consegna	2 d
-------------------	-----

Funzioni

Standard

