

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN 317-02-2020a

Fecha: 18.04.2025

ESPAÑOL



Pesas individuales, Clase OIML E2, 2 g, Botón, acero inoxidable pulido

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	317-02-2020a
Serie de modelos	317
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de control OIML E2
Tipo de uso del producto	Elemento comercial de la lista de materiales
Código EAN (Modelo)	4045761003545
Modelo sucesor	317-02; 317-02-2022i
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	2 g
Tolerancia (OIML)	0,04 mg
Caja aluminio	317-020-600
Caja plástico	317-020-400
Caja de madera	317-020-100

Datos técnicos - Construcción

Material	acero inoxidable pulido
----------	-------------------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Clase OIML	E2
Conforme OIML	sí
Densidad (kg/m ³)	7950

Volumen (cm³) 0,25

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	6×6×10 mm
Peso bruto	0,05 kg
Peso neto	0,05 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	sí
-----------------------------	----

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-332
-------------------	---------

FUNCIONES

Standard



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
317-020-400	Estuche de plástico para pesas KERN 317-020-400
317-020-100	Estuche de madera para pesas KERN 317-020-100
317-020-600	Estuche protector de aluminio KERN 317-020-600

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-331	Marcado por mediante grabado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-331
962-332R	Recalibración DAkkS KERN 962-332R
920-33	Marcado por mediante grabado KERN 920-33
952-332	Verificación KERN 952-332
921-332	Divergencia positiva garantizada ($\pm 1/3$ OIML) KERN 921-332
962-332	Calibración DAkkS 962-332