

**FOLLETO DEL PRODUCTO****OPTICS  
OBB-A1562**

Fecha: 19.04.2025

ESPAÑOL



Objetivo acromático, E-Plan 4 x /0,1 W.D. (14,5 mm), antifúngico

**CONTACT**

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

Escanear aquí para más  
información

## ESCAPARATE DE PRODUCTOS



## DESCRIPCIÓN

Objetivo acromático, E-Plan 4 x /0,1 W.D. (14,5 mm), antifúngico OBB-A1562

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OBB-A1562
Serie de modelos	OBB-AO
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios de luz transmitida
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761228993
Número del arancel aduanero	90119000

### Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
----------------------	-------

Storage Temp Max 40 °C

### Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	65×40×40 mm
Peso bruto	0,60 kg
Peso neto	0,30 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	300 g
Plazo de entrega	1 d

## FUNCIONES

Standard
----------

