



Software EasyTouch

SET-261

Audio Management

EasyTouch Audio Management – Archivos individuales de voz y sonido

Características

- Audio Management:

Con esta opción se pueden guardar en el sistema archivos individuales de voz o de sonido para determinados eventos.

En cuanto se produce ese evento, el sistema reproduce en ese caso el archivo de sonido individual, en vez del archivo de sonido estándar.

De este modo se puede, por ejemplo, programar emisiones de voz en talleres para invidentes, como por ejemplo „demasiado liviano“, „vale“ o „demasiado pesado“.

Además, el volumen de la salida de sonido puede ajustarse individualmente

ESTÁNDAR



OPCIÓN

