

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OBB-A3222

Datum: 18.04.2025

DEUTSCH



Tubus Binokular

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

Tubus Binokular OBB-A3222

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Modell-Artikel-Code | OBB-A3222 |
| Modell-Reihe | OBB-AT |
| Sortiment | Optics |
| Produkt Segment | Mikroskope |
| Produktgruppe | Durchlichtmikroskope |
| Produkt-Verwendungsart | Ersatzteil;Zubehör/DL |
| EAN-Code (Modell) | 404576 1237643 |
| Zolltarifnummer | 90119000 |

Technische Daten - Primär

| | |
|-------|-----------|
| Tubus | Binokular |
|-------|-----------|

Technische Daten - Konstruktion

| | |
|-----------------------|---------------|
| Tubus-Typ | Siedentopf |
| Winkel des Tubus | 45° |
| Rotation des Tubus | ja |
| Augenabstand (max) | 75 mm |
| Augenabstand (min) | 48 mm |
| Einstellbare Dioptrie | einseitig |
| Abmessungen (B×T×H) | 190×100×65 mm |

Technische Daten - Umweltbedingungen

| | |
|---------------------|-------|
| Lagertemperatur Min | -5 °C |
| Lagertemperatur Max | 40 °C |

Technische Daten - Verpackung & Versand

| | |
|--|----------------|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 265×185×165 mm |
| Bruttogewicht | 1,6 kg |
| Nettogewicht | 1,2 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 300 g |
| Lieferzeiten | 1 d |

FUNKTIONEN

| |
|----------|
| Standard |
|----------|



DEUTSCH