

## PRODUKTBROSCHÜRE

# KERN YKI-02

Datum: 19.04.2025

DEUTSCH



RS-232/Bluetooth-Adapter

## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scannen Sie hier für  
weitere Informationen

## PRODUKT-SCHAUFENSTER



DEUTSCH

### BESCHREIBUNG

- Adapter zur kabellosen Anbindung von Waagen, Kraftmessinstrumenten etc. mit RS-232 Schnittstelle an bluetoothfähige Geräte, wie Bluetooth-Drucker, Tablets, Laptops, Smartphones etc.
- So können die Wägedaten bei räumlicher Trennung oder großer Distanz kabellos von einer oder mehreren Waagen bequem an ein WLAN-Gerät oder in ein Netzwerk übertragen werden (entsprechende Software auf WLAN-Gerät nötig, nicht im Lieferumfang)
- Der kompakte Adapter mit seinem ansprechenden Design kann bei vielen Modellen direkt an die Waage angeschlossen werden, d.h. ein zusätzliches Schnittstellenkabel ist dann nicht nötig.
- Die Stromversorgung erfolgt entweder über die Waage (sofern kompatibel) oder mit serienmäßig beigefügtem Netzadapter
- Reichweite bis zu 100 m im freien Gelände, abhängig von Hindernissen, wie z. B. Mauern, von der Empfindlichkeit und Antennenart des Empfängers
- Kreuzen von Sende- und Empfangsleitung über DCE/DTE Schalter
- Kompatibel mit KERN Software BalanceConnection
- Lieferumfang: RS-232/Bluetooth-Adapter, Netzadapter (EU/UK/US/AUS/CH), USB-A zu Mini-USB-B Kabel, Invertieradapter (gender changer), Treiber-CD.

### SPEZIFIKATIONEN

#### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	YKI-02
Modell-Reihe	YKI

Sortiment	KERN
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Accessories (Printer, etc)
Produkt-Verwendungsart	Zubehör/DL

EAN-Code (Modell)	4045761161573
Zolltarifnummer	84239010

## Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO
----------------------------------	---------

## Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	160×155×65 mm
Bruttogewicht	0,30 kg
Nettogewicht	0,10 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	190 g
Lieferzeiten	1 d

## FUNKTIONEN

Standard
----------

