

BROCHURE DEL PRODOTTO

OPTICS OBB-A1582

Data: 18.04.2025

ITALIANO



Tubo binoculare

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

DESCRIZIONE

Tubo per microscopio OBB-A1582

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OBB-A1582
Modello-Serie	OBB-AT
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi a luce trasmessa
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761246492
Modello precedente	OBB-A1123
Numero di tariffa doganale	90119000

Dati tecnici - Primario

Tubo	Binoculare
------	------------

Dati tecnici - Costruzione

Tipo di tubo	Butterfly
Angolo del tubo	30°
Rotazione del tubo	sì
Distanza occhio (max)	75 mm
Distanza oculare (min)	50 mm
Diottria regolabile	unilaterale

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min -5 °C

Temperatura di stoccaggio Max 40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 190×130×100 mm

Peso lordo 1,8 kg

Peso netto 1,2 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 600 g

Tempo di consegna 1 d

FUNZIONI

Standard

