

KERN 356-76

Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 5 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert

KERN[®]



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	356-76
Modell-Reihe	356
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M2 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761241756
Planned start date	2020-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	5 kg
Toleranz (OIML)	800 mg
Gehäuse Aluminium	346-060-600

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen	150×75×84 mm
Werkstoff	Gusseisen lackiert

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	5 kg
OIML-Klasse	M2
OIML-konform	Yes
Toleranz (OIML)	800 mg
Dichte (kg/m ³)	7100
Volumen (cm ³)	704,2254

Funktionen

Standard

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×75×84 mm
Bruttogewicht	5 kg
Nettogewicht	5 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich	Yes
-----------------	-----

Optionale Dienstleistungen

DAkS Kalibrierung	962-643
-------------------	---------

KERN 356-76

Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 5 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert

KERN[®]

