

# KERN 356-88

Peso singolo, classe OIML M2, 20 kg, Blocco, ghisa laccata

**KERN**<sup>®</sup>



## Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	356-88
Modello-Serie	356
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML M2 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761248274
Modello precedente	356-88-2020a
Planned start date	2020-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

## Dati tecnici - Primario

Valore nominale	20 kg
Tolleranza (OIML)	3 g
Cassa in alluminio	346-080-600

## Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni	230×115×139 mm
Materiale	Ghisa laccata

## Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	20 kg
Classe OIML	M2
Conformità OIML	Yes
Tolleranza (OIML)	3 g
Densità (kg/m <sup>3</sup> )	7100

## Funzioni

Volume (cm<sup>3</sup>) 2816,9014

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	230×115×139 mm
Peso lordo	20 kg
Peso netto	20 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

## Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica	Yes
-------------------------	-----

## Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-645
--------------------	---------

# KERN 356-88

Peso singolo, classe OIML M2, 20 kg, Blocco, ghisa laccata

**KERN**<sup>®</sup>

Standard

