

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN KUP-01

Datum: 18.04.2025

DEUTSCH



Schnittstellenadapter mit Kabel. Schnittstelle mit RS-232 serienmäßig, KUP, Kabellänge 1,5 m

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

- Der KERN Universal Port (KUP) ermöglicht den Austausch von Daten und Steuerbefehlen zwischen Waage und Netzwerk bzw. PC, mobilem Endgerät, Drucker etc. über mehrere Schnittstellen: RS-232, USB-Device, Ethernet, Bluetooth und WLAN. Damit sorgen wir für die perfekte Einbindung Ihrer KERN Waage in Fertigungs- oder Prozessketten, zugunsten eines einfachen, durchgängigen Arbeitsprozesses
- Nach dem Prinzip „Plug and Play“ wird der KUP für RS-232 bzw. USB, Ethernet, Bluetooth oder WLAN lediglich auf den in das Gerät integrierten DB-15-Stecker aufgesteckt. Dadurch ist das Nachrüsten oder Austauschen von Schnittstellen komfortabel ohne Öffnen des Waagengehäuses oder komplizierten Einbau möglich. Diese Option bietet somit eine hohe Flexibilität bei geringen Mehrkosten

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	KUP-01
Modell-Reihe	KUP
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Allgemeines Zubehör für Waagen
Produktgruppe	Zubehör (Drucker, etc.)
Produkt-Verwendungsart	Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1253902
Zolltarifnummer	84239010

Verpackungsbestandteil 30 g
- nach Gewicht -
Styropor

Lieferzeiten 1 d

FUNKTIONEN

Standard



Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	225×145×40 mm
Bruttogewicht	0,25 kg
Nettogewicht	0,20 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	30 g

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
CFS-A03	Signallampe KERN CFS-A03
AFH 13	Konverter KERN AFH 13