

PRODUKTBROSCHÜRE

SAUTER FL 500

Datum: 23.04.2025

DEUTSCH



Universelles digitales Kraftmessgerät mit grafikunterstütztem Display und integrierter Messzelle

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

PRODUKT-SCHAUFENSTER



BESCHREIBUNG

- Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
- Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
- Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung in robusten Umgebungsbedingungen
- Montierbar an alle SAUTER Prüfstände bis 5 kN
- Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Messbereich an
- Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert einstellbar, in Zug- und Druckrichtung. Der Messvorgang wird durch ein optisches Signal unterstützt
- Interner Datenspeicher für bis zu 500 Messwerte
- Kontinuierlicher Analogausgang: Lineares Spannungssignal in Abhängigkeit der Belastung (-2 bis +2 V)
- Datenschnittstelle USB, serienmäßig
- Standardaufsätze: wie abgebildet
- Wählbare Einheiten N, kN, kgf, lbf
- Lieferung im robusten Tragekoffer

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	FL 500
Modell-Reihe	FL

Sortiment	Sauter
Produkt Segment	Kraftmesstechnik
Produktgruppe	Digitale Kraftmessgeräte (interner Sensor)
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761138896

Zolltarifnummer 90248000

Richtung der Kraft Druck;Zug

Technische Daten - Primär

Max. Kraft 500 N

Ablesbarkeit 0,2 N

Technische Daten - Konstruktion

Gehäuseabmessungen (BxTxH) 175×75×30 mm

Material Gehäuse Aluminium

Befestigungsgewinde Außengewinde M6

Technische Daten - Anzeige

Typ der Anzeige LCD

Ziffernhöhe der Anzeige 8,5 mm

DisplayReverse ja

Technische Daten - Spannungsversorgung

Stromversorgung Akku & Netzteil

Akku-Typ NiMH

Betriebszeit (Display aus) 10 h

Betriebszeit (Display an) 8 h

Netzadapter/Adapter enthalten CH;EURO

Schutzklasse ohne Schutzklasse

Technische Daten - Messsystem

Einheiten N

Toleranz (% vom Max.) 0,2%

Technische Daten - Funktionen

Hold-Funktion ja

Spitzenwert-Funktion ja

Grenzwert (Min - Max) ja

Schnittstelle Analog (0 +/-2V);RS-232 serienmäßig;USB-Device

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Betriebstemperatur 35 °C

Minimale Lagertemperatur 40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 260×227×75 mm

Bruttogewicht 1,2 kg

Nettogewicht 0,60 kg

Versandart Paketdienst

UN-Nummer Ni-MH (UN 3496, Verpackungsvorschrift #0, Not Restricted as per Special Provision A199)

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton 538 g

Lieferzeiten 1 d

Technische Daten - Zähldaten

Speicher ja

Wertespeicher - Anzahl der Gruppen 1

Wertespeicher - Anzahl der Zellen (pro Gruppe) 500

Optionale Dienstleistungen


DAkks-Kalibrierung - Druck/Zug 963-361

DAkks-Kalibrierung - nur Zug 963-261

DAkks-Kalibrierung - nur Druck 963-161

FUNKTIONEN

Standard



Option



ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
AC 22	Standard Kleinklammer-Aufsatz SAUTER AC 22
AC 18	Klemme SAUTER AC 18
AC 11R	Klemme SAUTER AC 11R
AC 14R	Schraubspannklemme SAUTER AC 14R
AE 500	Schraubspannklemme SAUTER AE 500
AFM 06	Adapter KERN AFM 06
AFM 12	Montage und Reparatur AFM 12
AFM 15	Hülse SAUTER AFM 15

DEUTSCH

Modell	Beschreibung
AC 45	Aufnehmer SAUTER AC 45
AC 47	Aufnehmer SAUTER AC 47
AE 08	Druckplatte SAUTER AE 08
AC 02	Edelstahl-Kugelkopf SAUTER AC 02
AC 12	Klemme SAUTER AC 12
FL-A01	Schnittstellenkabel FL-A01
FL-A03	Wechselakku FL-A03
AC 03R	Klemme SAUTER AC 03R
AFM 05	Adapter KERN AFM 05
AFM 07	Hülse SAUTER AFM 07
AE 03	Klemme SAUTER AE 03
AC 03	Klemme SAUTER AC 03
AFH 04	Haltegriff aus Edelstahl SAUTER AFH 04
AC 43	Standardaufsätze SAUTER AC 43
AC 01R	Schraubspannklemme SAUTER AC 01R
FL-A04	Schnittstellenkabel FL-A04
RFL-3001	LCD Bildschirm RFL-3001
AE 04	Klemme SAUTER AE 04
AC 46	Aufnehmer SAUTER AC 46
AC 01	Schraubspannklemme SAUTER AC 01
AC 14	Schraubspannklemme SAUTER AC 14
AC 12R	Klemme SAUTER AC 12R
AC 18R	Klemme SAUTER AC 18R
AC 22R	Standard Kleinklammer-Aufsatz SAUTER AC 22R
RFL-4001	Displayfolie RFL-4001
AE 01	Standard Klemme AE 01
AE 07	Keilspannklemme mit Backen AE 07

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
963-161	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-161

Modell	Beschreibung
961-261	Werkskalibrierung KERN 961-261
961-161	Werkskalibrierung KERN 961-161
963-361	DAkKS-Kalibrierung KERN 963-361
970-101	Garantieverlängerung (+ 2 Jahre) KERN 970-101
961-361	Werkskalibrierung KERN 961-361
963-261	DAkKS-Kalibrierung KERN 963-261

ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
FL-A01	Schnittstellenkabel FL-A01
FL-A03	Wechselakku FL-A03
DB-A01	Steckernetzteil KERN DB-A01
RFL-1007	Wägezelle SAUTER RFL-1007
FL-A10	Steckernetzteil KERN FL-A10
RFL-2001	Hauptplatine RFL-2001

SOFTWARES

Modell	Beschreibung
AFH FD	Datenübertragungssoftware SAUTER AFH FD
AFH LD	Datenübertragungssoftware SAUTER AFH LD
AFH FAST	Datenübertragungssoftware SAUTER AFH FAST

ZUGEHÖRIGE PRODUKTDATEN

Name des Modells	Max. Kraft	Ablesbarkeit
FL 20	25 N	0,01 N
FL 50	50 N	0,02 N
FL 5	5 N	0,002 N
FL 10	10 N	0,005 N
FL 100	100 N	0,05 N
FL 200	250 N	0,1 N
FL 500	500 N	0,2 N
FL 1K	1 kN	0,5 N
FL 500G	500 N	0,2 N

Name des Modells	Max. Kraft	Ablesbarkeit
FL 1KG	1 kN	0,5 N