

## BROCHURE PRODUIT

---

# OPTICS OBB-A1382

Date: 19.04.2025

FRANCAIS



Tube trinoculaire

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Cliquez ici pour plus  
d'informations

## VITRINE DES PRODUITS



## DESCRIPTION

Tube de microscope OBB-A1382

## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OBB-A1382
Model-Serie	OBB-AT
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscopes à lumière transmise
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761176119
Numéro de tarif douanier	90119000

### Données techniques - Primaire

Tube	Trinoculaire
------	--------------

### Données techniques - Construction

Type de tube	Butterfly
Angle du tube	30°
Rotation du tube	oui
Distance oculaire (max)	75 mm
Distance oculaire (min)	50 mm
Dioptre réglable	bilatéral

### Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

### Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	265×185×165 mm
Poids brut	2 kg
Poids net	1,4 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	600 g
Délai de livraison	1 d

## FONCTIONS

Standard

