



Alimentatore di rete 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, standard EURO/US/UK/CH

CONTACT

 Indirizzo

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 Telefono e fax

Telefono : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIZIONE

Alimentatore di rete YKA-24 (5,9V, 1A | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz | EURO, UK, US, CH)

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Modello codice articolo | YKA-24 |
| Modello-Serie | YKA |
| Assortimento | KERN |
| Tipologia di prodotto | Accessori generali per bilance |
| Gruppo di prodotti | Accessori (stampante, ecc.) |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Ricambio;Accessori/Servizi |
| Codice EAN (Modello) | 4045761476691 |
| Numero di tariffa doganale | 85044095 |

Tempo di consegna 1 d

FUNZIONI

Standard



Dati tecnici - Alimentazione

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Adattatore di rete/adattatore incluso | CH;EURO;UK;US |
| Tensione di ingresso | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

| | |
|---|-----------------|
| Dimensioni imballo (L×P×H) | 80×55×105 mm |
| Peso lordo | 0,15 kg |
| Peso netto | 0,10 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone | 42 g |