

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OBB-A3221

Datum: 18.04.2025

DEUTSCH



Tubus Monokular, 45° geneigt, 360° drehbar

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

Tubus Monokular, 45° geneigt, 360° drehbar OBB-A3221

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBB-A3221
Modell-Reihe	OBB-AT
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Durchlichtmikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761237636
Zolltarifnummer	90119000

Technische Daten - Primär

Tubus	Monokular
-------	-----------

Technische Daten - Konstruktion

Winkel des Tubus	45°
Rotation des Tubus	ja
Abmessungen (B×T×H)	150×110×55 mm

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	265×185×165 mm
Bruttogewicht	1,00 kg
Nettogewicht	0,80 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	200 g
Lieferzeiten	1 d

FUNKTIONEN

Standard

