

## FOLLETO DEL PRODUCTO

---

# OPTICS OBB-A1382

Fecha: 19.04.2025

ESPAÑOL



Tubo trinocular

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Escanear aquí para más  
información

## ESCAPARATE DE PRODUCTOS



### DESCRIPCIÓN

El tubo del microscopio OBB-A1382

### ESPECIFICACIONES

#### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OBB-A1382
Serie de modelos	OBB-AT
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios de luz transmitida
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761176119
Número del arancel aduanero	90119000

#### Datos técnicos - Primarios

Tubo	Trinocular
------	------------

#### Datos técnicos - Construcción

Tipo de tubo	Butterfly
Ángulo del tubo	30°
Rotación del tubo	sí
Distancia ocular (máx.)	75 mm
Distancia ocular (mín.)	50 mm
Dioptrías ajustables	ambos lados

#### Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

#### Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	265×185×165 mm
-------------------------------------	----------------

Peso bruto	2 kg
Peso neto	1,4 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	600 g
Plazo de entrega	1 d

## **FUNCIONES**

Standard

