

KERN 356-89

Poids individuel, Classe OIML M2, 50 kg, Bloc, fonte laquée

KERN[®]



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	356-89
Model-Serie	356
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	OIML M2 Poids de test
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761248304
Modèle prédécesseur	356-89-2019a
Planned start date	2020-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Primaire

Valeur nominale	50 kg
Tolérance (OIML)	8 g

Données techniques - Construction

Dimensions	310×155×192 mm
Matériau	Fonte laquée

Données techniques - Système de mesure

Nominal value	50 kg
Classe OIML	M2
OIML conform	Yes
Tolerance (OIML)	8 g
Density (kg/m ³)	7100

Les fonctions

Standard

Volume (cm ³)	7042,2535
---------------------------	-----------

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	310×155×192 mm
Poids brut	50 kg
Poids net	50 kg
Mode d'expédition	Transporteur
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	2 d

Données techniques - Vérification

Vérification possible	Yes
-----------------------	-----

Services en option

DAkKS Calibrage	962-646
-----------------	---------

KERN 356-89

Poids individuel, Classe OIML M2, 50 kg, Bloc, fonte laquée

KERN[®]

