



Steckernetzteil (CH, EURO, UK, US)

CONTACT

 Adresse

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 Telefon und Fax

Telefon : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

BESCHREIBUNG

Steckernetzteil YKA-47 (9 V, 2A | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,0A | EURO, UK, US, CH)

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	YKA-47
Modell-Reihe	YKA
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Allgemeines Zubehör für Waagen
Produktgruppe	Zubehör (Drucker, etc.)
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 13 13927
Vorgängermodell	YKB-A02; YKB-A03-2023a; YKB-A04
Zolltarifnummer	85044095

Verpackungsbestandteil
- nach Gewicht - Karton 142,5 g

Verpackungsbestandteil
- nach Gewicht -
Kunststoff 142,5 g

Lieferzeiten 1 d

FUNKTIONEN

Standard



Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Eingangsspannung	100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,0A

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	110×75×55 mm
Bruttogewicht	0,45 kg
Nettogewicht	0,15 kg
Versandart	Paketdienst