


Software EasyTouch

# SET-46 Backup Scheduler



## EasyTouch Backup Scheduler - Backup e ripristino dei dati

### Caratteristiche

- Nota: il prerequisito per questa set è il programma base SET-01 Base
- Backup Scheduler: Automatizzate i backup dei dati per ottenere il massimo da processi continui e programmati in grado di proteggere le vostre preziose informazioni in background
- Backup automatico dei dati:  
I backup automatici a intervalli prestabiliti sono un investimento in termini di tempi e costi. Ciò garantisce un'archiviazione coerente e affidabile dei dati, riduce i tempi di inattività e minimizza il rischio di perdita dei dati in caso di interruzioni
- Configurazione del file di backup:  
Gli utenti possono personalizzare il nome del file di backup, includendo un nome principale e una marca temporale come postfix. È inoltre possibile personalizzare la directory di backup e il tipo di backup (creazione di un nuovo file, sovrascrittura di uno esistente o estensione)
- Intervallo di backup: L'intervallo per i backup può essere impostato in ore, più volte o una volta al giorno, settimanalmente, mensilmente e annualmente
- Messaggi di backup: Ogni backup automatico dei dati viene visualizzato nella directory di backup con il nome del file come collegamento al file di backup
- Cronologia dei backup: L'avanzamento e lo stato di tutti i backup sono registrati e possono essere rintracciati in qualsiasi momento
- Ripristino: In caso di guasto, l'ultimo backup salvato può essere facilmente ripristinato con la funzione "Restore"

DI SERIE



SU RICHIESTA

