

BROCHURE PRODUIT

KERN YKN-01

Date: 18.04.2025

FRANCAIS



Imprimante à aiguilles matricielle

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

DESCRIPTION

- Pour imprimer les valeurs de pesée sur du papier normal, parfait en conséquence pour un archivage à long terme

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	YKN-01
Model-Serie	YKN
Assortiment	KERN
Type de produit	Accessoires généraux pour balances
Groupe de produits	Accessoires (imprimante, etc.)
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761151482
Modèle successeur	YKT-01
Numéro de tarif douanier	84239010

Données techniques - Alimentation électrique

Adaptateur secteur/adaptateur inclus	EURO;UK;US
Tension d'entrée	100 - 240 V
Adaptateur secteur	Unité d'alimentation électrique

Données techniques - Conditions environnementales

Température maximale de fonctionnement	35 °C
--	-------

Température ambiante minimale 5 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	227×236×130 mm
Poids brut	1,2 kg
Poids net	0,50 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	274 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	274 g
Délai de livraison	1 d

FONCTIONS

Standard



ACCESSOIRES

Modèle	Description
YKN-A01	Rouleau de papier KERN YKN-A01
YKN-A02	Bande colorée KERN YKN-A02
YKA-08	Bloc d'alimentation KERN YKA-08
YKN-A01R	Rouleau de papier KERN YKN-A01R
KUP-01	Adaptateur KERN KUP-01

SERVICES

Modèle	Description
970-015	Extension de garantie KERN (+3 ans) 970-015

PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
YKA-08	Bloc d'alimentation KERN YKA-08
RYKN-5001	Certificat d'étalonnage usine force / tractionRYKN-5001