

**BROCHURE DEL PRODOTTO****OPTICS  
OBB-A3207**

Data: 18.04.2025

ITALIANO



Obiettivo acromatico, 100 x / 1,25 (olio) (molleggiato) W.D. (0,2 mm)

**CONTACT**

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scansiona qui per maggiori  
informazioni

## DESCRIZIONE

Obiettivo acromatico, 100 x / 1,25 (olio) (molleggiato) W.D. (0,2 mm) OBB-A3207

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OBB-A3207
Modello-Serie	OBB-AO
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi a luce trasmessa
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761237469
Numero di tariffa doganale	90119000

### Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni (L×P×H)	36×25×25 mm
--------------------	-------------

### Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	65×40×40 mm
Peso lordo	0,60 kg
Peso netto	0,30 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone

300 g

Tempo di consegna

1 d

## FUNZIONI

Standard

