

Software EasyTouch

SET-51

Audit Log

EasyTouch Audit Logs – Für kritische Wiegeprozesse

CONTACT



Adresse

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany



Telefon und Fax

Telefon : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149



Internet

E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

BESCHREIBUNG

- Hinweis: Voraussetzung für dieses Set ist das Basisprogramm SET-01 Base
- SET-51 Audit Logs protokolliert alle Handlungen und Aktionen in EasyTouch, um eine lückenlose Überwachung zu gewährleisten
- Audit Trail: Alle Aktionen werden manipulationssicher im System gespeichert und sind Audit Trail-konform, um höchste Sicherheitsstandards zu erfüllen. Dies ist besonders in kritischen Branchen wie der Pharmaindustrie, der Herstellung von Nahrungsbegleitstoffen sowie in der Automobil- und Luftfahrtindustrie unerlässlich, wo eine umfassende Dokumentation der Wiegeprozesse unverzichtbar ist
- Login und Logout: Jede An- und Abmeldung in EasyTouch wird mit Nutzernamen und Zeitstempel präzise protokolliert
- Benutzerverwaltung: Alle Aktionen bezüglich der Erstellung, Änderung oder Löschung von Benutzern werden zuverlässig in Audit Logs protokolliert
- Benutzerrollen: Auch die Verwaltung von Benutzerrollen, einschließlich ihrer Erstellung, Änderung oder Löschung, wird dokumentiert
- Stammdatenmanagement: Änderungen an Stammdaten, wie ihre Erstellung, Modifikation oder Löschung, werden ebenfalls festgehalten
- Messdatenprotokollierung: Sämtliche Mess- und Wiegeergebnisse aus allen aktiven EasyTouch Funktionen (hier aus Batch und Statistics) werden ebenfalls in Audit Logs aufgezeichnet
- Softwareeinstellungen: Veränderungen in den allgemeinen Einstellungen, einschließlich des Admin-Bereichs, werden im Audit Log vermerkt

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	SET-51
Modell-Reihe	ETS
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Software
Produktgruppe	EasyTouch
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761486355
Zolltarifnummer	85234910

Technische Daten - Verpackung & Versand

Lieferzeiten	1 d
--------------	-----

FUNKTIONEN

Standard
   
Option
 