

## PRODUKTBROSCHÜRE

---

# KERN 3 17-0 1-2022i

Datum: 20.04.2025

DEUTSCH



Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 1 g, Knopf, Edelstahl poliert

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scannen Sie hier für  
weitere Informationen

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	317-01-2022i
Modell-Reihe	317
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E2 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Handelsstücklistenelement
EAN-Code (Modell)	4045761245273
Vorgängermodell	317-01-2020a
Nachfolgemodell	317-01
Zolltarifnummer	84239090

### Technische Daten - Primär

Nennwert	1 g
Toleranz (OIML)	0,03 mg
Gehäuse Aluminium	317-010-600
Gehäuse Kunststoff	317-020-400
Gehäuse Holz	317-010-100

### Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
-----------	-------------------

### Technische Daten - Messsystem

OIML-Klasse	E2
OIML-konform	ja
Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Volumen (cm <sup>3</sup> )	0,125

### Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	6×6×6 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

### Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich	ja
-----------------	----

### Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-331
--------------------	---------

### FUNKTIONEN

Standard
----------



## ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
317-010-100	Holz-Gewichtsetui KERN 317-010-100
317-020-400	Kunststoff-Gewichtsetui KERN 317-020-400
317-010-600	Aluminiumgeschütztes Etui KERN 317-010-600

## DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
952-331	Eichung KERN 952-331
962-331R	DAkkS-Rekalibrierung KERN 962-331R
962-331	DAkkS-Kalibrierung KERN 962-331
920-33	Markierung durch Ätzen KERN 920-33
921-331	Garantierte Plus-Abweichung (? +1/3 OIML) KERN 921-331
920-331	Markierung durch Ätzen (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-331