

KERN 356-89

Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 50 kg, Block, Gusseisen lackiert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	356-89
Modell-Reihe	356
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M2 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761248304
Vorgängermodell	356-89-2019a
Planned start date	2020-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	50 kg
Toleranz (OIML)	8 g

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen	310×155×192 mm
Werkstoff	Gusseisen lackiert

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	50 kg
OIML-Klasse	M2
OIML-konform	Yes
Toleranz (OIML)	8 g
Dichte (kg/m ³)	7100
Volumen (cm ³)	7042,2535

Funktionen

Standard

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	310×155×192 mm
Bruttogewicht	50 kg
Nettogewicht	50 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	2 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich	Yes
-----------------	-----

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	962-646
--------------------	---------

KERN 356-89

Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 50 kg, Block, Gusseisen lackiert

