

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN SET-08

Fecha: 19.04.2025

ESPAÑOL

Software EasyTouch SET-08 **Take-Out**

EasyTouch Take-out – La función de extracción permite un pesaje negativo a partir de un recipiente de origen

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

ESPAÑOL

con un peso por porción, la tolerancia admisible, el número de identificación, el nombre, la imagen, etc. Así, estos datos no tienen que introducirse de nuevo cada vez, sino que se pueden recuperar cómodamente de la memoria. En la memoria de datos maestros se puede también guardar, si lo hay, el valor de tara del envase, la caja o el recipiente típicos. Este valor se resta luego automáticamente el resultado de pesaje (PreTare)

- **Identificación segura:** Ofrece la posibilidad de guardar cada resultado de pesaje realizado y almacenado con un número de identificación inequívoco (identificación de objeto dinámico) y un nombre identificativo (nombre de objeto dinámico). El almacenamiento de los datos se activa de forma semiautomática o totalmente automatizada, siempre que se descargue la balanza y se vuelva a cargar de nuevo. Esto significa que el usuario ya no tiene que pulsar ninguna tecla al almacenar datos en masa, para una mayor eficiencia al trabajar
- **Designación del lote:** Cada serie de extracción se puede guardar con el nombre del pedido del cliente y con un número de lote propio
- **Análisis estadístico:** El sistema evalúa la pérdida de material por cada serie de extracción, con respecto a la cantidad sacada más allá del valor meta definido y esto lo representan en forma de suma y también con respecto a la porción individual
- **Take-out en unidades:** Alternativamente, se puede cambiar entre el modo de Take-out por peso y Take-out en unidades. En el modo por unidades, el usuario puede pesar un peso de referencia individual, calcularlo o indicarlo directamente. Con ello, los valores de peso se convierten en valores de unidad

Opciones

- **Función de almacenamiento de datos central Save Server (SET-10)** para guardar adicionalmente todos los datos de medición en un directorio central y local del servidor. Aquí se guardan los datos de medición de todos los sistemas de pesaje EasyTouch conectados, así como de todas las funciones EasyTouch que haya instaladas. Especialmente los usuarios con varios sistemas de pesaje disfrutan de la ventaja de tener todos los datos de pesaje consolidados en una sola base de datos, pudiendo buscar en una única tabla los distintos datos de medición de varias balanzas. Los datos guardados en la memoria de Save Server están también a salvo de manipulaciones y no se pueden modificar
- **SET-261 Audio Management:** Con esta opción se pueden guardar en el sistema archivos individuales de voz o de sonido para determinados eventos. En cuanto se produce ese evento, el sistema reproduce en ese caso el archivo de sonido individual, en vez del archivo de sonido estándar. De este modo se puede, por ejemplo, programar emisiones de voz en talleres para invidentes, como por ejemplo „demasiado liviano“, „vale“ o „demasiado pesado“, KERN SET-261

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	SET-08
------------------------------	--------

Serie de modelos	ETS
Surtido	KERN
Tipo de producto	Software
Grupo de productos	EasyTouch

Tipo de uso del producto Artículo principal;Accesorio/servicio

Código EAN (Modelo) 4045761360518

Modelo predecesor SET-08-2021a

Número del arancel aduanero 85234910

Datos técnicos - Embalaje y envío

Plazo de entrega 1 d

FUNCIONES

Standard



Option



PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Modelo	Descripción
SET-311	KERN EasyTouch SET-311 Quick Key
SET-10	KERN EasyTouch SET-10 Save Server
SET-14	KERN EasyTouch SET-14 Individual Print
SET-411	KERN EasyTouch SET-411 Hotkeys