

Software EasyTouch

SET-10 Save-Server

EasyTouch Save Server – Memoria dati di pesatura centrale

Caratteristiche

- Nota: il prerequisito per questa set è il programma base SET-01 Base
- Save-Server si basa su Save-Data Local. Save-Data Local fa parte di SET-01 Base ed è la memoria centrale dei dati di misurazione per tutte le funzioni EasyTouch di una licenza locale KERN Easy Touch (memoria dati dinamica). Tutti i dati di pesata e di misurazione stampati e salvati vengono memorizzati in questa memoria. I dati vengono memorizzati nella memoria dell'apparecchio indicatore locale. Tutti i dati di memoria sono salvati al riparo dalle manipolazioni, cioè non possono essere modificati
- Le modifiche dei dati base sono anch'esse salvate nella memoria dati dinamica a prova di manipolazione (tracciabilità dei dati). I dati dinamici possono essere consultati in qualsiasi momento, stampati o esportati sotto forma di tabella
- Save-Server: Salva tutti i dati di misurazione come copia nella memoria locale in una directory di rete centrale. Su questa server directory centrale tutti i sistemi EasyTouch salvano i propri dati di misurazione come copia. Con la server directory centrale si garantisce che tutti i dati di misurazione siano salvati a livello centrale e possano essere richiamati in qualsiasi

momento da un punto centrale. Eventualmente con la protezione di un firewall, nessuno dall'esterno può accedere ai dati nella rete locale

- Save-Server: Tutti i dati di misurazione vengono salvati al riparo da manipolazioni su una server directory (memoria del valore di misura). Si evita quindi la perdita o la modificazione dei dati
- Esportazione dei dati: I dati dinamici possono essere richiamati in qualsiasi momento, stampati oppure esportati sotto forma di tabella
- Le modifiche dei dati base sono anch'esse salvate nella memoria dati dinamica a prova di manipolazione (Data Traceability)
- Inoltre, i dati anagrafici di tutte le istanze EasyTouch sono costantemente sincronizzati. Ciò significa che tutte le postazioni di lavoro EasyTouch dispongono sempre degli stessi dati anagrafici, anche se guasti di rete di breve durata impediscono l'accesso al database centrale
- Amministratore di rete: Per configurare una memoria dati centrale (Save-Server) è necessario un amministratore di rete locale

- Validazione e funzionamento omologato: Mediante la validazione del software si garantisce che questa memoria sicura dei dati su server possa essere utilizzata ad es. per le organizzazioni operanti nel settore farmaceutico (conformità alla norma 21 CFR Parte 11, ed altre). I dati di pesata derivanti da utilizzi regolamentati dalla legge possono essere memorizzati e archiviati in EasyTouch conformemente alle norme, utilizzando bilance abilitate con omologazione valida e memoria dei valori misurati. Questa conservazione dei dati conforme alle norme è valida anche per Save-Server

Opzioni

- Per il database del server di salvataggio centrale è necessaria un'istanza di MS SQL Server. Il nostro team di assistenza sarà lieto di assistervi nell'installazione, nel setup e nella configurazione

DI SERIE



SU RICHIESTA

