


## BROCHURE DEL PRODOTTO

# KERN YKA-06

Data: 18.04.2025

ITALIANO



Alimentatore di rete 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, standard EURO/US/AUS/UK/CH

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scansiona qui per maggiori  
informazioni

## DESCRIZIONE

Alimentatore di rete YKA-06 (15 V, 500 mA | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz | EURO, UK, US, CH)

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	YKA-06
Modello-Serie	YKA
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Accessori generali per bilance
Gruppo di prodotti	Accessori (stampante, ecc.)
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761362864
Modello precedente	NDE-A03; NDE-A04; YKA-06-2022a
Numero di tariffa doganale	85044095

### Dati tecnici - Alimentazione

Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO;UK;US
Tensione di ingresso	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	93×67×70 mm
Peso lordo	0,15 kg
Peso netto	0,15 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone 16 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 2 g

Componenti per l'imballaggio - in peso - vetro 0 g

Componenti per l'imballaggio - in peso - legno 0 g

Tempo di consegna 1 d

## FUNZIONI

Standard

