

BROCHURE PRODUIT

KERN KUP-13

Date: 18.04.2025

FRANCAIS



Boitier d'extension, connexion de trois interfaces en parallèle possible

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

DESCRIPTION

- Boîtier d'extension, connexion de trois interfaces en parallèle possible
- Le port universel KERN (KUP) permet l'échange de données et d'instructions de commande entre la balance et le réseau ou le PC, le terminal mobile, l'imprimante, etc. via plusieurs interfaces : RS-232, périphérique USB, Ethernet, Bluetooth et WLAN. Nous assurons ainsi l'intégration parfaite de votre balance KERN dans la chaîne de fabrication ou de processus, ce qui permet un processus de travail simple et continu.
- Selon le principe « Plug and Play », le KUP pour RS-232 ou USB, Ethernet, Bluetooth ou WLAN est simplement enfiché sur le connecteur DB-15 intégré dans l'appareil. Il est ainsi possible d'ajouter ou de remplacer des interfaces de manière confortable, sans avoir à ouvrir le boîtier de la balance ou à procéder à un montage compliqué. Cette option offre donc une grande flexibilité pour un faible coût supplémentaire.

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	KUP-13
Model-Serie	KUP
Assortiment	KERN
Type de produit	Accessoires généraux pour balances
Groupe de produits	Accessoires (imprimante, etc.)
Type d'utilisation du produit	Accessoires/DL
Code EAN (Modèle)	404576 1254008
Numéro de tarif douanier	90160090

Composant de l'emballage - en poids - carton	100 g
--	-------

Composant de l'emballage - par poids - styromousse	100 g
--	-------

Délai de livraison	1 d
--------------------	-----

FONCTIONS

Standard



Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	225×145×40 mm
Poids brut	0,50 kg
Poids net	0,30 kg
Mode d'expédition	Service de colis

ACCESSOIRES

Modèle	Description
KUP-01	Adaptateur KERN KUP-01
KUP-03	Adaptateur KERN KUP-03
KUP-04	Adaptateur KERN KUP-04
KUP-05	Adaptateur KERN KUP-05
KUP-06	Adaptateur KERN KUP-06
KUP-08	Adaptateur KERN KUP-08