

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OBB-A3206

Datum: 18.04.2025

DEUTSCH



Achromatisches Objektiv, 60 x /0,85 (gefedert) W.D. (0,4 mm)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

Achromatisches Objektiv, 60 x /0,85 (gefedert) W.D. (0,4 mm) OBB-A3206

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBB-A3206
Modell-Reihe	OBB-AO
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Durchlichtmikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1237452
Zolltarifnummer	90119000

Verpackungsbestandteil 300 g
- nach Gewicht - Karton

Lieferzeiten 1 d

FUNKTIONEN

Standard



DEUTSCH

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen (B×T×H) 36×25×25 mm

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min -5 °C

Lagertemperatur Max 40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 65×40×40 mm

Bruttogewicht 0,60 kg

Nettogewicht 0,30 kg

Versandart Paketdienst