

## BROCHURE DEL PRODOTTO

# KERN PCB-A01

Data: 19.04.2025

ITALIANO



Funzionamento a batteria interna, durata operativa fino a 48 h, tempo di carica ca. 8 h, funzione AUTO-OFF per economizzare le batterie, escludibile

## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scansiona qui per maggiori  
informazioni

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Modello codice articolo       | PCB-A01                    |
| Modello-Serie                 | PCB                        |
| Assortimento                  | KERN                       |
| Tipologia di prodotto         | Bilance da laboratorio     |
| Gruppo di prodotti            | Accessories (Printer, etc) |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Ricambio;Accessori/Servizi |
| Codice EAN (Modello)          | 4045761085657              |
| Modello precedente            | PCB-A06                    |
| Numero di tariffa doganale    | 85075000                   |

### Dati tecnici - Alimentazione

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Adattatore di rete/adattatore incluso | CH;EURO;UK;US            |
| Adattatore di rete                    | Batteria e alimentazione |

### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Dimensioni imballo (L×P×H)                      | 70×100×100 mm   |
| Peso lordo                                      | 0,40 kg         |
| Peso netto                                      | 0,25 kg         |
| Metodo di spedizione                            | Servizio pacchi |
| Numero ONU                                      | 3496            |
| Componenti dell'imballaggio - a peso - carta    | 0 g             |
| Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone | 82,92 g         |

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 82,92 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo 0 g

Componenti per l'imballaggio - in peso - vetro 0 g

Componenti per l'imballaggio - in peso - legno 0 g

Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma 0 g

Componenti per l'imballaggio - in peso - metallo 0 g

Tempo di consegna 1 d

## FUNZIONI

Standard

