

KERN 317-07

Poids individuel, Classe OIML E2, 100 g, Bouton, inox poli

KERN®



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	317-07
Model-Serie	317
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	Poids de test OIML E2
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761312555
Modèle prédécesseur	317-07-2021a; 317-07-2022i
Modèle successeur	317-07-2022i
Planned start date	2022-2HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Primaire

Valeur nominale	100 g
Tolérance (OIML)	0,16 mg
Boîtier aluminium	317-070-600
Boîtier plastique	317-070-400
Caisse en bois	317-070-100

Données techniques - Construction

Matériau	Inox poli
----------	-----------

Données techniques - Système de mesure

Nominal value	100 g
Classe OIML	E2

Les fonctions

Standard

OIML conform	Yes
Tolerance (OIML)	0,16 mg
Density (kg/m ³)	7950
Volume (cm ³)	12,5

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	22×22×38 mm
Poids brut	0,10 kg
Poids net	0,10 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

Vérification possible	Yes
-----------------------	-----

Services en option

DAkKS Calibrage	962-337
-----------------	---------

KERN 317-07

Poids individuel, Classe OIML E2, 100 g, Bouton, inox poli

KERN[®]

