

BROCHURE PRODUIT

OPTICS OBB-A3207

Date: 18.04.2025

FRANCAIS



Objectif achromatique, 100 x / 1,25 (huile) (à ressort) W.D. (0,2 mm)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

DESCRIPTION

Objectif achromatique, 100 x / 1,25 (huile) (à ressort) W.D. (0,2 mm) OBB-A3207

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OBB-A3207
Model-Serie	OBB-AO
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscopes à lumière transmise
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	404576 1237469
Numéro de tarif douanier	90119000

Poids net	0,30 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	300 g
Délai de livraison	1 d

FONCTIONS

Standard



FRANCAIS

Données techniques - Construction

Dimensions (L×P×H)	36×25×25 mm
--------------------	-------------

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	65×40×40 mm
Poids brut	0,60 kg