

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN PCD-A04

Fecha: 19.04.2025

ESPAÑOL



Uso con acumulador interno, funcionamiento hasta 24 h, tiempo de carga aprox. 12 h, función de auto desconexión para ahorrar energía, desconectable

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	PCD-A04
Serie de modelos	PCD
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas de laboratorio
Grupo de productos	Accessories (Printer, etc)
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761134188
Número del arancel aduanero	85075000

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Adaptador de red	Batería y suministro de energía
------------------	---------------------------------

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	110×85×45 mm
Peso bruto	0,25 kg
Peso neto	0,20 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Número ONU	3496
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	20 g

Componente del embalaje - por peso - plástico 20 g

Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno 0 g

Elementos de embalaje - Peso - Vidrio 0 g

Elementos de embalaje - por peso - madera 0 g

Elementos de embalaje - por peso - espuma 0 g

Elemento de embalaje - por peso - metal 0 g

Plazo de entrega 1 d

FUNCIONES

Standard

