

BROCHURE PRODUIT

**OPTICS
OBB-A3221**

Date: 18.04.2025

FRANCAIS



Tube monoculaire, 45° incliné, pivotable à 360°

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

Cliquez ici pour plus
d'informations

DESCRIPTION

Tube monoculaire, 45° incliné, pivotable à 360° OBB-A322 1

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OBB-A322 1
Model-Serie	OBB-AT
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscopes à lumière transmise
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761237636
Numéro de tarif douanier	90119000

Données techniques - Primaire

Tube	Monoculaire
------	-------------

Données techniques - Construction

Angle du tube	45°
Rotation du tube	oui
Dimensions (L×P×H)	150×110×55 mm

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	265×185×165 mm
Poids brut	1,00 kg
Poids net	0,80 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	200 g
Délai de livraison	1 d

FONCTIONS

Standard

